

Modul asistovaného vaginálního porodu (AVB)



Popis

Modul asistovaného vaginálního porodu je nejnovějším přírůstkem do rodiny PROMPT Flex a vytváří ideální trenažér pro nácvik instrumentálních porodních procedur.

JAKÉ TYPY AVB LZE S TÍMTO MODULEM PROVÁDĚT?

Tento modul lze použít k provádění porodů ventousem i kleštěmi.

Ventouse porod - Pro usnadnění vakuového vaginálního porodu je modul AVB dodáván s dětskou maskou. Tato maska je nasazena na hlavičku PROMPT Baby, aby umožnila přilnutí kalíšku odsávačky ke kůži pro úspěšné porody.

Porod asistovaný kleštěmi - Pěnové vložky na straně dělohy umožňují zavedení kleští, které zůstanou na místě, zatímco je umístěna druhá strana.

PŘEHLED

Umožňuje trénink s více různými nástroji používanými během asistovaného porodu
Lze použít jak pro cefalické porody, tak pro porod koncem pánevním
Perineum a vložky jsou navrženy speciálně pro vylepšení tohoto produktu PROMPT Flex
Doplňková dětská maska umožňuje úspěšné odsávání při použití vakuového zařízení
Děloha drží modul Baby ve správné poloze, což umožňuje trénink „volné ruky“.

REALISMUS

Po zavedení jsou kleště drženy na místě
Realistický odpor při porodu dítěte
Realistické sání při nasazování ventilace

VŠESTRANNOST

Tento modul je kompatibilní se základními jednotkami PROMPT Flex Birthing Simulators, PROMPT Flex Baby a Birthing Mother.

Umožňuje nácvik operativních vaginálních porodů, včetně: porodu kleštěmi, porodu ventouse (podání pohárkem Kiwi™), porodu koncem pánevním pomocí kleští Pipers a vakuového porodu

ČIŠTĚNÍ

Vyčistěte veškerý lubrikant z PROMPT Baby, Birthing Mother, porodních cest a perinea pomocí měkkého vlhkého hadříku nebo houby a teplé vody s jemným čisticím prostředkem. Před uložením nechte všechny součásti důkladně vyschnout

BEZPEČNOST

Tento produkt neobsahuje latex

Při používání tohoto přístrojového simulátoru používejte rukavice, ostré povrchy, jako jsou nehty a šperky, mohou poškodit silikon

Při používání AVB trenážeru vždy používejte lubrikant. Doporučujeme PROMPT Baby, porodní cesty, hráz a kleště promazat

Když provádíte aplikaci ventouse, očistěte před nasazením dětské masky veškeré lubrikanty z hlavičky dítěte

SIMULOVANÝ PACIENT

Tento produkt lze použít se simulovaným pacientem, pokud je plně nastaven na porodní matku PROMPT Flex

ANATOMIE

AVB modul představuje následující anatomii:

Perineum

Porodní cesta

Dětská hlava (maska)

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI

Přímý cefalický porod s použitím jak kleští, tak ventilace

Kleště - klasický styl (Simpson, Elliot, Tucker Mc-Lane atd.)

Ventouse (Kiwi™ Cup)

Podání koncem pánevním (kleště Pipers)

Rotační výdej (Kiellands, Kiwi™ cup)

Další zařízení (BD Odon Device™)

Aplikace tlaku na pozadí

Trenink týmové práce a lidských faktorů v asistovaném vaginálním porodu kombinaci s trenérem PROMPT Flex a Baby Modulem představuje ženské tělo při porodu (od břicha po kolena) a donošeného dítěte.