

Balící přístroj infekčního materiálu



Popis

Spolehlivé hygienické hermetické zabalení použitých plenkových kalhotek, kontaminovaných obvazů, kompresí, stomických vaků, apod. přístrojem CareFort

Japonská technologie nově vyvinutou fólii spojí, spolehlivě utěsní a uzavře pачy, bakterie a viry.

Již žádné pачy a přístupný infekční materiál.

Snadná, rychlá, čistá a bezpečná manipulace bez nutnosti dalších technologií, napojení na přívod vody či odpad – bezpečně zabalíte a uložíte do nádoby k likvidaci.

Výsledky testů: *NEDETEKOVÁN = pod limitem detekce

Virus	kočičí kalicivirus
ihned po zabalení	NEDETEKOVÁN
po 1 dnu	NEDETEKOVÁN
po 2 dnech	NEDETEKOVÁN
po 7 dnech	NEDETEKOVÁN

Testováno: Kitasato Institute, report 01201

Výsledky testů:

Bakterie	E.colli	Staphylococcus Aureus	Clostridium Difficile	Clostridium Sporogenes
ihned po zabalení	<10	<10	<10	<10
po 1 dnu	<10	<10	<10	<10
po 2 dnech	<10	<10	<10	<10
po 7 dnech	<10	<10	<10	<10

Testováno: Kyoto BIKEN

Testováno: Japan Food Research

Report 8171-8174

Report 1036258001-01

Reakce uživatelů:

97% nezaznamenalo žádný zápach

3% zaznamenalo určitý pach

Specifikace přístroje

Pracovní režim: - manual

- automat - 3 režimy

Rozměry: (š) 440 x (d) 585 x (v) 885 mm
Šířka vč. madel 698 mm
Hmotnost: 36 kg (bez balícího materiálu)
Napájení: vnitřní baterie
Doba činnosti: - 7 hodin nepřerušované činnosti
(bez zátěže)
- pohotovostní režim - až 48 hodin
Doba nabíjení: 2 hodiny

Specifikace balící fólie

Typ: CC-450G (Patent 4195912)
Rozměry: role, 450 mm x 100 m
Barva: zelená
Hmotnost: 2,5 kg