

Balící přístroj infekčního materiálu



Popis

Spolehlivé hygienické hermetické zabalení použitých plenkových kalhotek, kontaminovaných obvazů, kompresí, stomických vaků, apod. přístrojem CareFort

Japonská technologie nově vyvinutou fólii spojí, spolehlivě utěsní a uzavře pачy, bakterie a viry.

Již žádné pачy a přístupný infekční materiál.

Snadná, rychlá, čistá a bezpečná manipulace bez nutnosti dalších technologií, napojení na přívod vody či odpad - bezpečně zabalíte a uložíte do nádoby k likvidaci.

Výsledky testů: *NEDETEKOVÁN = pod limitem detekce

Virus	kočičí kalicivirus
ihned po zabalení	NEDETEKOVÁN
po 1 dnu	NEDETEKOVÁN
po 2 dnech	NEDETEKOVÁN
po 7 dnech	NEDETEKOVÁN

Testováno: Kitasato Institute, report 01201

Výsledky testů:

Bakterie	E.colli	Staphylocococ s Aureus	Clostridium Difficile	Clostridium Sporogenes
ihned po zabalení				