


Model centrální žilní kanylace



Popis

Určeno pro nácvik ultrazvukové centrální žilní (CV) kanylace.

Ultrazvuková centrální žilní punkce

Pomocí ultrazvukového zobrazovacího systému je možné provádět nácvik interní jugulární venózní punkce, subklavní venózní punkce, supraklavikulární venózní punkce lze praktikovat.

Funkce

- Umožňuje studentům identifikaci místa punkce rozpoznáním důležitých orientačních bodů.
- Odběr simulované krve po vniknutí jehly do žíly.
- Umožňuje studentům provádět punkci centrální žíly působením negativního tlaku na stříkačku.
- Tlak zpětného vzduchu signalizuje nesprávnou punkci plíce.
- Pro místo vpichu je použit silikonový materiál, díky jemuž je pokožka realistická

ve vzhledu i dotyku.

- Náhradní díly jsou k dispozici pro různá místa vpichu.

* Tento trenažér je určen k nácviku průzkumných punkcí. Katétr, ani vodicí drát nelze použít.

* Doporučujeme používat jehlu menší než 20G.

Obsahuje:

Torzo, vnitřní vložku pro jugulární žilní punkci, vložka pro podklíčkovou venózní punkci, zásobník pro umělou krev, simulovaná krev (tmavý typ), stříkačka, pouzdro na příslušenství, skladovací taška