

Injekční podložka břicho



Popis

Pomůcka, jak správně používat infuzní set pro inzulinovou pumpu a vyhýbat se přitom oblasti (5 cm) kolem pupku. Lze používat při podávání různých typů injekcí vč. injekcí pera. Trenažér má realistickou kůži, pod níž je cítit skutečná žaludeční tkáň. Má měkký plastový podklad, který brání průniku jehel, a otvory, které umožňují dýchání a vysychání materiálu, pokud se rozhodnete aplikovat tekutiny. Destilovanou vodu lze vstříkovat, ale čím více tekutiny se do simulátoru vstříkne, tím delší je doba pro odpaření. Skutečný inzulin ani jiné léky by se neměly používat, protože by mohly materiál znehodnotit. Injekční břicho je považováno za jednorázové; při správné péči a ošetřování však bude sloužit svému účelu po dlouhou dobu. Používání co nejmenších jehel při simulaci injekcí a střídání míst vpichu pomůže prodloužit životnost trenažéru.

Rozměry: Délka 25,4 cm, šířka 15,2 cm, výška 2,5-3,6 cm