

## Mediolaterální trenážer na opravu perinea



### Popis

Nový Mediolateral Perineal Repair Trainer od společnosti Limbs & Things poskytuje podporu pro klíčové části osnov porodní asistence a OBGYN po celém světě.

Co je nového na Mediolateral Perineal Repair Trainer?

Pomocí inovativního designu se perineum trenéra změnilo ze silikonu na tkaninu. Co to znamená při použití při simulačním výcviku?

Nová odolná textilní konstrukce prodlužuje životnost trenážeru  
Změny análního svalu znamenají, že není potřeba lubrikant  
Revidovaná anatomie umožňuje zvýšenou přesnost během procedur  
Kromě lepšího poměru cena/výkon s delšími lhůtami mezi objednáním náhradních dílů znamená nový model méně odpadu a zkracuje čas strávený nastavováním.

#### PŘEHLED

Anatomicky přesný model pro výuku perineálního šití  
Model představuje Mediolaterální vaginální trhlinu 2. stupně  
Ilustrační balíček představující každý stupeň perineálního traumatu

#### REALISMUS

Všechny základní vrstvy tkáně mohou přijímat opakované stehy  
Měkká kůže s podobnou odolností a pevností jako lidská kůže

#### VŠESTRANNOST

Lze použít spolu s PROMPT Flex Birthing Simulator umístěním trenážeru dopředu a přidat další realismus  
Rychlé a snadné nastavení během tréninku

K upevnění trenážéru mediolaterální perineální reparace k pracovní desce jsou k dispozici svorky  
Trenážér je kompaktní a snadno přenosný

#### ČIŠTĚNÍ

Pokud by bylo nutné trenážér vyčistit, použijte na plastové části měkký vlhký hadřík  
Nedotýkejte se části materiálu tohoto trenážéru

#### BEZPEČNOST

Tento produkt neobsahuje latex  
Neprovádějte procedury, aniž by byl trenážér bezpečně upnut k pracovnímu stolu nebo tréninkové stanici  
Do trenážéru nepřidávejte tekutiny ani gel  
Při odstraňování stehů dbejte opatrnosti. Použijte malé ostré nůžky nebo skalpel a dejte pozor, abyste přerušili pouze cvičné stehy a ne integrální stehy

#### SIMULOVANÝ PACIENT

Trenážéry na opravu perinea lze použít u simulovaného pacienta  
Používá se ve spojení s modely porodu PROMPT Flex se simulovanou pacientkou

#### ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI

Poznání vnitřní anatomie  
Manipulace s tkání a jehlou  
Provedte simulovanou infiltraci (aplikujte lokální anestezii, doporučujeme provést „nasucho“, bez tekutiny)  
Hluboké svalstvo, subkutikulární a povrchové šití  
Oprava natržení hráze 2. stupně  
Technika válcování pilulek k určení klasifikace zranění