


## Intenzivní krvácení - obvazování ramene



### **Popis**

Silikonový samostatně stojící model superrealistického ramene je navržen pro výuku první pomoci a pro nácvik obvazování ran. Tento model lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.

Model má umělé žíly, které lze používat samostatně pro každou ránu nebo současně propojením všech umělých žil.

Toto tréninkové traumatologické rameno MedicFX lze také použít k detekci střepin a dalších cizích kovů v lidském těle lékařským detektorem kovů.

V tomto modelu jsou možná 3 zranění

- Hluboká explozní rána s úlomky kostí nebo bez nich
- Otevřená zlomenina ramene
- Hluboká řezná rána se zapíchnutými šrapnely
- Hluboká úzká rána s kulkou
- Široká střelná rána s množstvím zažraných broků
- Střelná rána se vstupní a výstupní ranou

Model obsahuje:

- Rameno ve kterém jsou uloženy žíly
- Přenosný obal

Rozměry: 35 cm X 20 cm

Hmotnost: 6 k

Pokyny pro péči:

Model čistěte opatrně a šetrně.

Protože silikon je výrobek na bázi oleje, může se časem trochu lesknout. Případné mastné zbytky otřete izopropylalkoholem. Osušte fénem.

K zmatnění lesklých míst můžete použít práškový mastek.

Silikon lze omýt teplou mýdlovou vodou a dezinfikovat isoalkoholem. Důkladně osušte měkkým ručníkem nebo fénem s nízkou teplotou.

Dbejte na to, aby byla odstraněna veškerá krev, nepoužívejte krev na bázi sladkého

sirupu. Výrobek skladujte čistý a suchý v tmavém a chladném prostředí.

Modely lze opravit pomocí sady na opravu silikonu FX.