

Model umístění 15-svodového EKG



Popis

Trenažér pro nácvik umístění elektrod až 15svodového EKG s vizuální zpětnou vazbou o přesnosti umístění elektrod.

Studenti se na tomto trenažéru dospělého naučí umístit elektrody pomocí anatomických orientačních bodů, jako jsou mezižeburní prostory, střední klavikulární linie, přední axilární linie, střední axilární linie a lopatka.

Trenažér obsahuje místa pro připojení čtyř končetinových svodů a V1 až V9 s možností připojení pravostranných nebo levostranných elektrod. Trenažér neposkytuje žádné výstupní EKG signály, nicméně simulaci rytmů i defibrilace lze provádět přidáním jakéhokoli EKG simulátoru arytmií přímo k vašemu EKG monitoru.

Obsahuje torzo dospělého, 15svodovou elektronický box, napájecí adaptér, 13svodovou sadu, 50 elektrod, dvě "C" baterie, pevný kufřík a návod k použití.