

## Injekční podložka pro diabetiky



### Popis

Tato podložka, která se velice podobá reálné lidské kůži, je ideální pro nácvik diabetické injekční praxe. Lze ji nosit na konkrétních místech těla, aby si mohli pacienti procvičit aplikaci injekce včetně tekutiny do podložky. Podložka je dostatečně silná, aby pojala všechny inzulínové jehly. Z bezpečnostních důvodů má oválný polštářek tvrdou plastovou podložku, aby jehla polštářkem nepronikla. Připevňuje se nylonovým páskem o šířce 2,5 cm s nastavitelnou plastovou přezkou.

rozměry: 17,5 cm D x 11,5 cm Š x 1,2 cm