

Model dekubitů



Popis

Vyrobeno z flexibilního materiálu, který připomíná život, umožňuje aplikaci a snadné odstranění obvazů bez zanechání zbytků lepidla. Model je vyroben ze skutečného 74letého pacienta, takže vypadá a působí jako skutečný. Zobrazuje následující dekubity: Fáze 1, Fáze 2, Fáze 3 s podkopáváním, tunelováním, podkožním tukem a olupováním Fáze 4 s odhalenými kostmi, podkopáváním, tunelováním, podkožním tukem, escharem a olupováním. Zobrazeno je také podezření na hluboké poranění tkáně, nestádné úplné přiškrbené/odtržené zranění a 5-1/2 palce rozříznutá rána. Stupeň 3 a Stupeň 4 jsou umístěny tak, aby bylo možné předvést a nacvičit "přemostovací" obvaz pro použití s vakuovým uzávěrem a podtlakovými zařízeními pro terapii ran. Jste schopni předvést a procvičit čištění ran, klasifikaci, staging a hodnocení, stejně jako měření délky, hloubky, poddolování a tunelování. Umístění ran umožňuje předvedení více obvazů současně.