



## Podložka pro nácvik odstranění dvou podkožních tukových cyst



### Popis

Podložka pro nácvik odstranění dvou podkožních tukových cyst

#### Přehled

- Rozměry podložky: 125 mm x 72 mm

#### Realismus

- Jednosměrná roztažnost napodobuje směrovou strukturu kolagenu v lidské kůži
- Tloušťka vrstvy epidermis vychází z průměru lidské kůže
- Zřetelné vrstvy se správným zbarvením: růžová epidermis a žlutý podkožní tuk
- Vylepšená struktura pokožky pro realističtější pocit a vzhled
- Cysta odpovídá cystě nalezené u pacienta
- Cysta vykazuje odpovídající přilnavost k okolní tkáni
- Cysta je umístěna bezprostředně pod vrstvou kůže a je pevně spojena s její spodní stranou
- Křehká epidermoidní stěna vyplněná simulovaným hnisem

#### Univerzálnost

- Použití s Držákem chirurgických podložek OS140-0281 (není součástí dodávky)

#### Bezpečnost

- Tento výrobek neobsahuje latex

#### Anatomie

- 2 vrstvy pokožky: epidermis a subdermální vrstva
- Obsahuje 2 cysty

#### Nácvik dovedností

- Vyznačení cysty
- Plánování a vyznačování elipsy
- Incize kůže
- Ostrá disekce
- Tupá disekce
- Řešení prasklé cysty
- Odstranění
- Uzavření