



## Podložka pro nácvik odstranění dvou podkožních lipomů



### Popis

#### PŘEHLED

Rozměry podložky: 125 mm x 72 mm

#### REALISMUS

- Jednosměrná pružnost napodobuje směrový kolagen v lidské pokožce
- Tloušťka dermis a epidermis vrstev na základě průměrů lidské pokožce
- Zřetelné vrstvy se správným zbarvením: růžovou epidermis, bílou dermis a žlutou podkožní tuk
- Vylepšená struktura pokožky pro realističtější pocit a vzhled
- Lipom odpovídá lipomu nalezeným u pacienta
- Lipom je umístěn v tukové vrstvě
- Přesná replikace adheze u živých tkání
- Lze identifikovat všechny vrstvy tkáně

#### ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI

Návrh vedení incize

Vyznačení lipomu

Incize pokožky

Tupá disekce

Odstranění

Uzavření

#### UNIVERZÁLNOST

Používejte s držákem OS140-0281 (není součástí dodávky)

#### BEZPEČNOST

Bez latexu