


Podložka pro nácvik odstranění dvou podkožních lipomů



Popis

PŘEHLED

Rozměry podložky: 125 mm x 72 mm

REALISMUS

- Jednosměrná pružnost napodobuje směrový kolagen v lidské pokožce
- Tloušťka dermis a epidermis vrstev na základě průměrů lidské pokožce
- Zřetelné vrstvy se správným zbarvením: růžovou epidermis, bílou dermis a žlutou podkožní tuk
- Vylepšená struktura pokožky pro realističtější pocit a vzhled
- Lipom odpovídá lipomu nalezeným u pacienta
- Lipom je umístěn v tukové vrstvě
- Přesná replikace adheze u živých tkání
- Lze identifikovat všechny vrstvy tkáně

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI

Návrh vedení incize
Vyznačení lipomu
Incize pokožky
Tupá disekce
Odstranění
Uzavření

UNIVERZÁLNOST

Používejte s držákem OS140-0281 (není součástí dodávky)

BEZPEČNOST

Bez latexu