


## TruPICC (světlý odstín pleti)



### Popis

Tréninkové rameno TruPICC IV, které předvádí správnou a realistickou vaskulární anatomii, realistický pocit a citlivost, podporuje ultrazvukem naváděný nácvik umístění linií PICC a IV za účelem rozvoje dovedností v umístění jehly, vodícího drátu a zavádění katétru pomocí Seldingerovy techniky.

#### IV Arm Training

Jasná diferenciacie mezi bazilikou a brachiální žílou  
Realistická vizualizace střední kubitální, brachiální a baziliky pod ultrazvukem  
Zpětná vazba od uživatele při správném vpichu jehly (napnutí cév a odebrání tekutin)  
Školení PICC Line

Umístění katétru PICC linky

Podporuje praxi Seldingerovy techniky

Ultrazvukové ověření správného umístění katétru je možné na horním akustickém okénku hrudníku

Model umožňuje vstřikování tekutiny k ověření polohy hrotu jehly

#### PŘEHLED

Realistické zavádění PICC linie ultrazvukem

Používá inovativní samoopravný materiál TruUltra

Ideální pro nácvik periferně zaváděných centrálních katétrů (PICC) a IV zavádění

Rychlé a snadné nastavení

Snadno přenosný v dodaném nosiči

Akustické okénko v hrudníku trupu umožňuje ultrazvukové ověření správného umístění katétru

