

Vakuové dlahy RedVac - HK pro dospělé



Popis

Vakuové dlahy horní končetiny RedVac obsahují multi-komorový systém, který zadržuje výplň na správném místě a ulehčuje a urychluje tak aplikaci i při vertikální aplikaci. Odolný a biokompatibilní vnější materiál lze snadno čistit a dezinfikovat. Pevná část suchého zipu usnadňuje a urychluje aplikaci pomocí 4 fixačních popruhů. Materiál je odolný proti poškození a snadno omyvatelný a dezinfikovatelný.

Možnosti:

POLY-VA14X01 dlaha vakuová na horní končetinu - Pásky pro upevnění: 4 ks, šířka: horní část/ruka: 50-30 cm, délka: 67 cm, hmotnost: 0,9 kg, modrá

POLY-VS120X03 dlaha vakuová na horní končetinu - Pásky pro upevnění: 4 ks, šířka: horní část/ruka: 50-30 cm, délka: 67 cm, hmotnost: 0,9 kg, červená

POLY-VA120X01 dlaha vakuová na horní končetinu - Pásky pro upevnění: 4ks, šířka: 63-47 cm, délka: 74 cm, hmotnost: 1,1 kg, modrá

POLY-VS63X01 dlaha vakuová na horní končetinu tvarovatelná - Pásky pro upevnění: 5 ks, šířka nahoře/dole: 43-70 cm, délka: 56 cm, hmotnost: 0,9 kg, modrá

POLY-VS61CX03 dlaha vakuová na horní končetinu - předloktí - Pásky pro upevnění: 3 ks, šířka: 35 cm, délka: 50 cm, hmotnost: 0,33 kg, modrá

Systém RedVac vyhovuje vysokým standardům jak horských služeb, tak i ostatních záchranným složkám díky inovativním řešením, které obsahují všechny produkty RedVac. * Patentovaný multi-komorový systém - udržuje polystyrénové kuličky ve správné pozici a tím eliminuje nutnost pro obtížné a časově náročné ruční rozhrnování nahromaděné vnitřní výplně. Tento systém tak umožňuje rychlou, bezpečnou a snadnou aplikaci ve všech situacích. Jednoduchá manipulace a nejnižší možná hmotnost a velikost pro snadný transport a skladování.

* Odolný vnější materiál - pro získání vynikající životnosti, odolnosti proti oděru a tlaku, snadného čištění a dezinfekce, pohodlí a bezpečí pro pacienta byl zvolen speciální bio-kompatibilní TPU vrstva. Díky tomu je možné používat výrobky RedVac v širokém teplotním rozsahu: od - 30°C do +70°C.

* Vakuový ventil - ventil je velmi snadno použitelný i při nasazených rukavicích. Při zastavení odsávání se ventil automaticky uzavře, aby nedocházelo ke ztrátě vakua například při sklouznutí pumpy, nové provedení ventilu umožňuje použití různých odsávacích koncovek

* Rozlišovací štítky - prakticky nezníčitelný štítek s individuálním sériovým číslem a datem výroby je na každém produktu RedVac. Navíc je možné na přání produkty RedVac opatřit i logem kupujícího.

* CE certifikace - všechny RedVac produkty jsou certifikovány značkou CE a jsou kompatibilní s RTG, CT a MR.