

## Vakuové matrace pro vrtulníkový transport



### Popis

Vakuová matrace multikomorová, pro vrtulníkový transport, RedVac. Složená matrace má velice malý objem, nevyžaduje velký úložný prostor.

Varianty matrace:

**POLY-VM09X06** - 195 x 40/60/40 cm (hlava/střed/nohy), 5 kg

**POLY-VM08X06** - 195 x 40/78/40 cm (hlava/střed/nohy), 6 kg

Systém RedVac vyhovuje vysokým standardům jak horských služeb, tak i ostatních záchranným složkám díky inovativním řešením, které obsahují všechny produkty RedVac. \* Patentovaný multi-komorový systém - udržuje polystyrénové kuličky ve správné pozici a tím eliminuje nutnost pro obtížné a časově náročné ruční rozhrnování nahromaděné vnitřní výplně. Tento systém tak umožňuje rychlou, bezpečnou a snadnou aplikaci ve všech situacích. Jednoduchá manipulace a nejmenší možná hmotnost a velikost pro snadný transport a skladování.

\* Odolný vnější materiál - pro získání vynikající životnosti, odolnosti proti oděru a tlaku, snadného čištění a dezinfekce, pohodlí a bezpečí pro pacienta byl zvolen speciální bio-kompatibilní TPU vrstva. Díky tomu je možné používat výrobky RedVac v širokém teplotním rozsahu: od - 30°C do +70°C.

\* Uchycení madel a popruhů - speciální vlastnosti materiálu umožňují vytvoření dvou unikátních systémů uchycení popruhů a madel. Tyto unikátní systémy dovolují uživateli volně umísťovat popruhy a madla dle potřeby. Díky tomuto systému jsou popruhy a madla

při čištění nebo výměně lehce odnímatelné a jsou tak eliminovány oblasti zachycující tekutiny.

\* Vakuový ventil - ventil je velmi snadno použitelný i při nasazených rukavicích. Při zastavení odsávání se ventil automaticky uzavře, aby nedocházelo ke ztrátě vakua například při sklouznutí pumpy.

\* Rozlišovací štítky - prakticky nezníčitelný štítek s individuálním sériovým číslem a datem výroby je na každém produktu RedVac. Navíc je možné na přání produkty RedVac opatřit i logem kupujícího.

\* CE certifikace - všechny RedVac produkty jsou certifikovány značkou CE a jsou kompatibilní s RTG, CT a MR.