

Vakuové matrace RedVac, 200 cm, oddělená fixace hlavy



POLY-VM11X04



POLY-VMVM03X05



POLY-VM11620X02

Popis

Vakuové matrace délka 200 cm - oddělená část pro fixaci hlavy s výřezy pro bezpečnostní pásy

Možnosti:

POLY-VM11X04 oddělená fixace hlavy, mírně rozšířená - délka: 200 cm, šířka hlava/střed/nohy: 80-88-80 cm, rukojeť pro přenášení: 8 ks, popruhy pro upevnění: 4 ks, hmotnost: 7 kg

POLY-VM03X05 oddělená fixace hlavy, rozšířená - délka: 200 cm, šířka hlava/střed/nohy: 50-98-50 cm, rukojeť pro přenášení: 8 ks, popruhy pro fixaci pacienta: 4 ks hmotnost: 7 kg

POLY-VM11620X02 oddělená fixace hlavy, obdelníková - délka: 200 cm, šířka 60cm, rukojeť pro přenášení: 8 ks, popruhy pro fixaci pacienta: 4 ks hmotnost: 5 kg

POLY-VM11920X01 oddělená fixace hlavy, obdelníková - délka: 200 cm, šířka 90cm, rukojeť pro přenášení: 8 ks, popruhy pro fixaci pacienta: 4 ks hmotnost: 7,5 kg

System RedVac vyhovuje vysokým standardům jak horských služeb, tak i ostatních záchranným složkám díky inovativním řešením, které obsahují všechny produkty RedVac. * Patentovaný multi-komorový systém - udržuje polystyrénové kuličky ve správné pozici a tím eliminuje nutnost pro obtížné a časově náročné ruční rozhrnování nahromaděné vnitřní výplně. Tento systém tak umožňuje rychlou, bezpečnou a snadnou aplikaci ve všech situacích. Jednoduchá manipulace a nejnižší možná hmotnost a velikost pro snadný transport a skladování.

* Odolný vnější materiál - pro získání vynikající životnosti, odolnosti proti oděru a tlaku, snadného čištění a dezinfekce, pohodlí a bezpečí pro pacienta byl zvolen speciální bio-kompatibilní TPU vrstva. Díky tomu je možné používat výrobky RedVac v širokém teplotním rozsahu: od - 30°C do +70°C.

* Uchycení madel a popruhů - speciální vlastnosti materiálu umožňují vytvoření dvou unikátních systémů uchycení popruhů a madel. Tyto unikátní systémy dovolují uživateli volně umísťovat popruhy a madla dle potřeby. Díky tomuto systému jsou popruhy a madla při čištění nebo výměně lehce odnímatelné a jsou tak eliminovány oblasti zachycující tekutiny.

* Vakuový ventil - ventil je velmi snadno použitelný i při nasazených rukavicích. Při zastavení odsávání se ventil automaticky uzavře, aby nedocházelo ke ztrátě vakua například při sklouznutí pumpy.

* Sklovláknitá výztuž pro ochranu krční páteře

* Rozlišovací štítky - prakticky nezničitelný štítek s individuálním sériovým číslem a datem výroby je na každém produktu RedVac. Navíc je možné na přání produkty RedVac opatřit i logem kupujícího.

* CE certifikace - všechny RedVac produkty jsou certifikovány značkou CE a jsou kompatibilní s RTG, CT a MR.

Složená matrace má velice malý objem, nevyžaduje velký úložný prostor.