

## Vakuové matrace RedVac, délka 210 cm



POLY-VM1111X01



VM1201X01



VM1111-01

### Popis

Vakuové matrace RedVac oddělená část pro fixaci hlavy. Matrace má obdélníkový tvar. Otvory pro bezpečnostní pásy nosítek, v oblasti krku sklolaminátová výztuž pro ochranu krční páteře.

#### Varianty matrace o délce 210cm:

**POLY-VM1201X01** Obdélníkový tvar. oddělená fixace hlavy. Otvory pro bezpečnostní pásy nosítek v oblasti krku. Sklolaminátová tyč pro ochranu krční páteře.

Délka: 210 cm, Šířka: 100 cm, Hmotnost: 8,5 kg,  
Rukojeť pro přenášení: 12 ks, Popruhy: 4 ks

**POLY-VM1101X01** Rozšířená, oddělená fixace hlavy. Otvory pro bezpečnostní pásy nosítek v oblasti krku. Sklolaminátová tyč pro ochranu krční páteře.

Délka: 210 cm, Šířka: hlavy/střed/nohy:

80-100-80 cm, Hmotnost: 8 kg, Rukojeť pro přenášení: 12 ks, Pásky: 4 ks

**POLY-VM1111X01**      **Rozšířená, oddělená fixace hlavy.** Otvory pro bezpečnostní pásky nosítek v oblasti krku. Sklolaminátová tyč pro ochranu krční páteře.

Délka: 210 cm, Šířka: hlava/střed/nohy: 80-108-80 cm, Hmotnost: 8,5 kg, Rukojeť pro přenášení: 12 ks, Pásky: 4 ks

Systém RedVac vyhovuje vysokým standardům jak horských služeb, tak i ostatních záchranným složkám díky inovativním řešením, které obsahují všechny produkty RedVac. \* Patentovaný multi-komorový systém - udržuje polystyrénové kuličky ve správné pozici a tím eliminuje nutnost pro obtížné a časově náročné ruční rozhrnování nahromaděné vnitřní výplně. Tento systém tak umožňuje rychlou, bezpečnou a snadnou aplikaci ve všech situacích. Jednoduchá manipulace a nejnižší možná hmotnost a velikost pro snadný transport a skladování.

\* Odolný vnější materiál - pro získání vynikající životnosti, odolnosti proti oděru a tlaku, snadného čištění a dezinfekce, pohodlí a bezpečí pro pacienta byl zvolen speciální bio-kompatibilní TPU vrstva. Díky tomu je možné používat výrobky RedVac v širokém teplotním rozsahu: od - 30°C do +70°C.

\* Uchycení madel a popruhů - speciální vlastnosti materiálu umožňují vytvoření dvou unikátních systémů uchycení popruhů a madel. Tyto unikátní systémy dovolují uživateli volně umísťovat popruhy a madla dle potřeby. Díky tomuto systému jsou popruhy a madla při čištění nebo výměně lehce odnímatelné a jsou tak eliminovány oblasti zachycující tekutiny.

\* Vakuový ventil - ventil je velmi snadno použitelný i při nasazených rukavicích. Při zastavení odsávání se ventil automaticky uzavře, aby nedocházelo ke ztrátě vakua například při sklouznutí pumpy.

\* Rozlišovací štítky - prakticky nezničitelný štítek s individuálním sériovým číslem a datem výroby je na každém produktu RedVac. Navíc je možné na přání produkty RedVac opatřit i logem kupujícího.

\* CE certifikace - všechny RedVac produkty jsou certifikovány značkou CE a jsou kompatibilní s RTG, CT a MR.

Složená matrace má velice malý objem, nevyžaduje velký úložný prostor.