

EKG simulátor



Popis

- defibrilaci je možné provést na vhodném modelu nebo na simulátoru
- nácvik obsluhy defibrilátoru/externího kardiostimulátoru bez figuríny. Defibrilátor/externí kardiostimulátor připojíte k EKG simulátoru pomocí adaptérů.
- vestavěné obvody umožňují provést defibrilaci či kardiostimulaci přímo do EKG simulátoru a pozorovat EKG křivky pomocí elektrod
- funkce konverze
- volba čekajícího rytmu běžícího ihned po provedené defibrilaci
- kardiostimulaci je možné provádět jakýmkoliv defibrilátorem
- funkce šetření baterií, která EKG simulátor v případě nepoužívání vypne
- 17 dospělých/dětských rytmtů
- šest průběhů pro kardiostimulaci