


ALS model celotělový bez EKG simulátoru



Popis

Anatomicky přesné znaky, přesné provedení intubační části, možno použít ET rourku, laryngeální masku, Combitube; orální/nasální intubace, ventilace maskou a resuscitátorem, podávání kyslíku, palpce pulsu na karotidě, oddělená pravá a levá plíce, poslech dýchání, prekordiální úder a komprese hrudníku, pohyblivá dolní čelist, místa pro i.v. přístup, oblasti pro i.m. injekce, umístění manžety měření TK.