

## IV torzo pro nácvik nitrožilního přístupu



### Popis

oblasti pro IV přístup jsou simulovány jemnými polštářky, které jsou pokryty realistickou pokožkou a věrně simulují pocit lidské pokožky; umělé žíly uvnitř polštářků mají přirozený odpor během punkce a přirozenou zpětnou vazbu krve při punkci; jakmile je jehla vyjmuta, jak žíla, tak i pokožka, se samy uzavřou a místo vpichu již není pro dalšího studenta viditelné; kromě naplnění polštářků krví již žádná další příprava; manuální puls; výměnné polštářky; model uložen v kufříku