

Respirátor FFP3, 1ks



Popis

Vyrobený z pěti vrstev netkaného materiálu, včetně dvou samostatných vrstev netkaného textilu meltbown, tvořících filtrační materiál.

Lehký, prodyšný a hypoalergenní materiál s vysokou filtrační účinností 99%

Pohodlná integrovaná nosní výztuha a pružná měkká gumička zajišťuje komfortní nošení a dokonalou těsnost respirátoru

Snadné dýchání díky nízkému tlakovému odporu, bez výdechového ventilu

Šetrný k pokožce

Určeno k jednorázovému použití.

Pokyny k nasazení respirátoru:

Vyjměte respirátor z obalu, rozbalte ho a zkontrolujte, zda je v dobrém stavu.

Nasadte si respirátor na bradu. Nosní výztuha by měla být nahoře.

Přetáhněte horní gumičku přes hlavu a umístěte ji na temeno hlavy.

Přetáhněte spodní gumičku přes hlavu a umístěte ji za krk. Upravte obě gumičky tak, aby pohodlně seděly.

Nosní výztuhu prsty vytvarujte podle kořene nosu, aby respirátor správně seděl. Vždy zkontrolujte, zda respirátor správně těsní. Pokud kolem nosu nebo po stranách respirátoru uniká vzduch, upravte nosní výztuhu nebo nasazení respirátoru.

Můžete zakoupit zde: <http://www.arescue.cz/respirator-ffp3-1ks/>