

Respirátor FFP2, 10ks/bal



Popis

Vysoce kvalitní jednorázový respirátor s filtrační třídou účinnosti FFP2.

Bez výdechového ventilu

Určeno k jednorázovému použití

Baleno po 10 ks

Uchycení pomocí 2 gumiček za uši

Pokyny k nasazení respirátoru:

Oběma rukama přiložte vnitřní stranu masky k obličeji. Zajistěte, aby nosní spona směřovala nahoru.

Držte masku na obličeji a přetáhněte smyčky přes uši.

Vytvarujte nosní výztuž na nos tak, aby maska doléhala těsně k obličeji

Stisknutím masky dotvarujte k obličeji

Můžete zakoupit zde: <http://www.arescue.cz/respirator-ffp2-10ks-bal/>