

TruIV Block



Popis

TruIV Block, který je součástí produktové řady TruUltra, umožňuje studentům získat odbornost v dovednostech spojených s IV kanylací. Díky 8 žilám (povrchovým a hlubokým) o průměru 4-8 mm mohou uživatelé nacvičovat použití ultrazvuku během IV procedur.

TruIV Block je ideální pro:

- Urgentní medicínu, radiologii, chirurgické výukové programy, ultrazvukové výukové programy
- Lékařská simulační centra a vzdělávací zařízení
- Výrobci ultrazvukových přístrojů pro ultrazvukové vzdělávání a demonstrace
- Školení lékařských postupů
- Ultrazvukem naváděná IV kanylace

- Umístění a pohyb sondy
- Rozpoznání žil v měkké citlivé tkáni

Vlastnosti a výhody modelu:

- Realistické vlastnosti: Obsahuje 8 žil (4 povrchové a 4 hluboké) plus vrstvy fascie pro vyšší realismus
- Realistický nácvik: Zaměřte se na různé žíly o průměru od 4 mm do 8 mm. Ultrazvukové zobrazování je neuvěřitelně realistické
- Pozitivní zpětná vazba: Potvrzení úspěšného postupu IV kanylace odebráním krve
- Snadná příprava: Připraveno k zahájení nácviku za méně než 5 minut
- Odolnost: Unikátní, samoobnovující se materiály TruUltra snižují stopy po vpichu a umožňují vysoký objem opakovaného nácviku. Vložka umožňuje cca. 4000 vpichů jehlou, než je potřeba ji vyměnit
- Vyměnitelná: Náhradní vložka je ekonomická a snadno se vymění bez narušení výuky
- Snadno přenosné: Dodáváno v kompaktním ochranném přepravním kufříku - ideální pro nácvik na různých místech
- Univerzální: Podélné i příčné anatomické možnosti zobrazení
- Univerzální: Kompatibilní se všemi značkami ultrazvukových přístrojů
- Obsahuje samoobnovující materiál TruUltra: navržený tak, aby umožnil více než 4000 průniků jehly. Stopy po vpichu zmizí až z 90 % po 24hodinovém klidu (500+ napíchnutí jehlou pro každou z 8 žil).
- Realistické chování cévy při úspěšném vstupu
- Zjednodušený design neobsahuje žádnou elektroniku, což uživatelům umožňuje soustředit se na výuku

Obsah balení:

- 1x TruIV blok
- 1x přepravní taška TruIV Block
- 1x 60ml stříkačka
- 2x hadička pro vložení/vyjmutí tekutiny

Specifikace modelu:

Hmotnost TruIV: 1,2 kg

Rozměry TruIV: 21 x 12 x 50 cm

Rozměry vložky TruIV Block: 21 x 12 x 5 cm

Doporučené vybavení: Jehla velikosti 20G pro IV kanylaci

Prosím, nepoužívejte jehly větší než 18G (může způsobit trvalé poškození modelu a může zrušit platnost záruky na produkt).

Upozorňujeme, že umělá krev není dodávána s modelem, ale je k dispozici jako volitelný doplněk.