

Retrahovaná kolostomie, včetně držáku



Popis

Muláž zobrazuje kolostomii, nejběžnější typ stomie. Kolostomie se obvykle nachází uprostřed těla nebo na levé straně těla. Vývod tlustého střeva je vnořený pod úroveň pokožky. Díky speciálnímu plastovému materiálu k ráně snadno přilnou všechny běžné stomické sáčky. Model je vhodný pro měření velikosti pomocí šablony stomie, pro nácvik hygieny a upevnění a odnětí stomického sáčku. Muláž je upevněna v praktickém držáku a lze ji snadno vyjmout.