

BOA CONSTRICTING BANDS, škrtidlo



Popis

Zvyšte odbornost v získávání přímého IV přístupu...

BOA® Constricting Band, součást úspěšné kritické IV kanylace.

Jak to funguje, je revoluční. Od doby, kdy byly poprvé vytvořeny stahovací pásy, se design tak zásadně nezměnil, jako tomu bylo u škrtidla BOA®. Pro zlepšení centrálního žilního přístupu pokaždé používá turniket BOA® rolovací akci k transfuzi žilní krve do distálních žil, přičemž stále umožňuje arteriální průtok. (Pro maximální účinek je turniket BOA® umístěn tak vysoko na končetině, jak je to možné.) Tato technika rozšiřuje žíly, aby byl IV přístup rychlejší a efektivnější i u těch nejnáročnějších pacientů.

Revoluční je i to, jak snadno se s ním pracuje. Patentovaný design BOA® obsahuje Quick Click konektor a dvouprstý Quick Release pro větší efektivitu. Zdravotníci již nemusí vázat (a často znovu uvazovat) stahovací pásku. Škrtidlo BOA® zkracuje „čas na

úkol“ při ošetřování obětí v boji, civilních pacientů s traumatem nebo lékařských pacientů se špatným cévním přístupem (například péče o diabetické rány).

BOA®, původně navržený pro naše ozbrojené síly, je nyní k dispozici všem pracovníkům první pomoci.

Rozměry: cca 19 x 46 cm

Balení: cca 10 x 7,5 x 2,3

Hmotnost: 42,5g