


Ženský тренаžér pro nácvik katetrizace a klystýru



Popis

Při úspěšném zavedení katetrizačního katétru vhodnou technikou a dosažení močového měchýře dochází k výtoku moči (vody).

Provedení labií je velmi podobné těm na živém těle. Lze provádět techniky, jako je dezinfekce okolí výstupu močové trubice a čištění pubické oblasti. Model lze oddělit v polovině tak, aby bylo možné studovat stav zavádění katétru a anatomické polohové vztahy.

Vlastnosti

- Simulátor ve skutečné velikosti, umožňující nacvičovat katetrizaci a podávání glycerinového klyzma u dospělé ženy.
- Vzhledem k tomu, že u pubické oblasti jsou použity měkké a elastické materiály, vzhled a pocit jsou při samotném nácviku velmi realistické.
- Lze nacvičovat řadu technik katetrizace, jako je dezinfekce pubické oblasti, zavádění, fixace i vyjmutí katétru. (Při nácviku dezinfekce používejte vodu.)
- Lze provádět techniky čištění.
- Model lze v polovině oddělit a močový kanál i močový měchýř jsou průhledné. Tím je umožněna kontrola stavu zavedení katétru do močové trubice a balónku v močovém měchýři.
- Příložený glycerinový klystýr lze zavést skrze anus do rekta a provádět tak nácvik podávání glycerinového klyzmatu.
- Rozdělením simulátoru na dvě poloviny lze získat představu o vnitřní anatomii.

Praktický nácvik

- Dezinfekce pubické oblasti
- Zavádění, fixace a vyjmutí katétru
- Glycerinové klyzma
- Kontrola stavu zavedení katétru do močové trubice
- Kontrola balónku v močovém měchýři

Komponenty

- 1x Ženská uretrální část
- 1x Pokožka ženských pohlavních orgánů
- 1x Rám ženské pubické oblasti
- 1x Hlavní torzo
- 1x Močový měchýř
- 1x Ventil močového měchýře (mužský/ženský)
- 1x Kruhové těsnění
- 1x Deska ženského konečníku
- 1x Hadička močového měchýře
- 1x Spojovací konektor rekta
- 1x Sáček na irigátor
- 1x Hadička pro irigátor
- 1x Stojan
- 1x Drenážní hadička
- 1x Glycerinový klystýr
- 1x Taška pro uložení

Rozměry

- Velikost modelu: cca 25 x 39 x 21 cm
- Velikost tašky: cca 29 x 53 x 32 cm
- Hmotnost: cca 2,2 kg