


Dospělý nasogastrický/nasojejunální treňažér



Popis

Dovednosti

- měření, umístění a zajištění nasogastrických a nasojejunálních sond
- zavedení gastrostomického nástroje
- špatné umístění do levé nebo pravé plíce
- měření pH (acidita/alkalita) žaludeční sekrece

- enterální výživa skrze nasogastrické, nasojejunální nebo gastrostomické nástroje
- podávání tekutých léčiv

Simulátor Corman byl navržen pro umožnění nácviku různých scénářů. Výživová sonda může být nasměrována do pravé nebo levé plíce, do žaludku nebo skrze dynamický pylorický svěrač do dvanáctníku. Otevřená ústa modelu a pohyblivá hlava umožňují sledování stáčení výživové sondy v zadní části úst během náročného zavádění. Plíce, žaludek a tenké střevo umožňují použití tekutin, následnou aspiraci nebo podávání výživy či léčiv.

- snadné použití
- přesná vnitřní anatomie
- dělená nosní přepážka
- pohyblivá hlava a viditelné ohýbání sondy
- směřování výživové sondy do trachey/jícnu
- vstup do pravé i levé plíce
- žaludek s gastrostomickým otvorem
- dynamický pylorický svěrač a dvanáctník
- použití ve vzpřímené nebo ležící poloze
- průhledná anatomie pro snadné porozumění; odnímatelná pokožka rozšiřuje výuku o nácvik „naslepo“
- kompatibilní se systémem CONTRAK

Obsahuje: nasogastrické sondy 10Fr, 92 cm dlouhé, enterální stříkačky (60ml a 20ml), silikonový lubrikant, návod, kufr na kolečkách