

## DynaStretch - lokální předoperační expanze kůže



### Popis

Lokální uzavření kůže - zavírání ran bez štěpů nebo podtlakové terapie.

DynaClose poskytuje snadnou, bezbolestnou a neinvazivní metodu uzavírání stažených nebo rozestoupených ran do šířky až 5 cm. DynaClose poskytuje druhou šanci kožní uzávěry u nedobře hojených ran, tenzních ran, ran s rizikem dehiscence nebo když je požadováno zmenšení oblasti rány. Elastická adhezivní tkanina se přichytí k pokožce, zatímco silikonový elastomer postupně stahuje okraje rány k sobě. Kompatibilní se současnými protokoly péče o ránu.

[Více informací naleznete zde \(PDF\).](#)

Video naleznete zde:

#### **DynaStretch:**

<http://dynamictissuesystems.com/wp-content/uploads/2016/04/DynaStretch-DynamicTissueSystems.mp4>