

Paže první pomoci-First Aid Arm



Popis

Model paže pro nácvik správných postupů pro kontrolu intenzivního krvácení: přímý tlak, tlakové body, použití škrtidla/turniketů. Model je velmi realistický, takže i nácvik s tímto modelem je velmi realistický. Model působí vzhledově i na omak jako skutečná paže. Krvácení lze simulovat roztokem umělé krve z řezné rány na předloktí nebo z amputovaného článku palce nebo z obou poranění současně. Amputovaný článek palce umožňuje nácvik správného postupu při ošetření amputované části těla. Lze simulovat arteriální nebo žilní krvácení s regulací intenzity krvácení. Krevní roztok stéká do nádoby pro opakované použití. Tlakové body reagují realisticky na zápěstí a v horní části paže. Studenti musí správně reagovat na poranění jako v reálné situaci a zvolit správný způsob ošetření poranění.

Dodávka obsahuje vinylovou paži s imitovanými poraněními, amputovaný článek palce, nádobu pro zachycení krevního roztoku, balonek arteriálního pulzu, zásobníky žilní krve, cca 1l krevního roztoku, návod k použití, přepravní kufřík. Neobsahuje stojan pro zásobníky krve.