

Model zavádění nasogastrické rourky



Popis

Podávání vyživovací sondy je běžný nemocniční postup.

Tento model obsahuje tvarovaný odlitek anatomie:

Nos

Pusa

Hltan

Průdušnice

Jícen

Žaludek

Plastové vyživovací hadičky nebo katétrů mohou být zavedeny nosem nebo ústy do jícnu a do žaludku tak, aby studenti měli úplný výhled.

Pro demonstraci endotracheální aspirace byl přidán simulovaný tracheostom.

Model je 1-1/4 palce (4 cm) hluboký a je dodáván s krytem z plexiskla®, aby byly trubky vidět.