

R Hypothermia Prevention and Management Kit HPMK vak/mumie



Popis

Vak / mumie HPMK se samoohřívací vložkou. TCCC doporučené řešení prevence hypotermie (HPMK)

Udržuje nepřetržitě 10 hodin tepla s kyslíkem aktivovanou samoohřívací vložkou (není vyžadováno žádné externí napájení)

Poskytuje vynikající tepelnou izolaci s vícevrstvou kompozitní konstrukcí vnějšího pláště (HRS TM)

Zúžený tvar, kapuce a 360 ° uzávěry Velcro® maximalizují izotermické schopnosti zesílené a testované na použití při hmotnosti 113 kg.

Patentovaný vak / mumie HPMK® se zesílenou tepelně reflexní vrchní vrstvou, doporučený společností CoTCCC pro prevenci hypotermie během přednemocniční péče, je silný, pružný, lehký a nepropustný dešti a větru. HRS™, robustní vnější plášť soupravy, je vyroben ze 4vrstvého kompozitního materiálu s chráněnou nevodivou reflexní vrstvou, která poskytuje vynikající tepelnou izolaci. Rychlý přístup k oběti ze všech stran vaku s minimálním vystavením vnějším účinkům nepříznivého počasí je dosažen použitím cca 3,8 cm suchého zipu Velcro® umístěného po obvodu vaku. HRS™ má také absorpční podložku pro tekutiny a zúžený tvar shora dolů pro maximalizaci izotermických schopností. Zdrojem tepla HPMK® je samoohřev, kyslíkem aktivovaná vložka, která je navržena tak, aby udržela 10 hodin nepřetržitého suchého tepla (není vyžadováno žádné externí napájení) Tento vak je ve vakuovém balení v robustním a poddajném pouzdru s technologií Red Tip Technology® s jazýčky, které umožňují snadný přístup a rychlé nasazení.

- 1 x Heat Reflective Shell (HRS™) s vestavěnou kapucí
- 1 x Samoohřívací plášťová vložka
- 1 x plastový vakuový sáček

Balení (HPMK®): cca 17 cm x 26,5 x 14cm.

Hmotnost (HPMK®): 3 lb 8 oz

rozbalený vak: 178 cm x 109 cm.