


SAMED Hysteroskopický trenažér



Popis

Hysteroskopie (monitorování děložního čípku) umožňuje lékaři zjistit jakékoli abnormální změny dělohy a v případě potřeby je chirurgicky odstranit. Mladí lékaři tak často čelí výzvě správně používat tento nezbytný nástroj (hysteroskop) a také rozpoznávat zasažené struktury.

Hysteroskopický trenažér LS 80 je dokonalým zařízením pro samostatnou výuku, vzdělávání a nácvik diagnostických a terapeutických gynekologických úkonů. Cvičný substrát LSU vyvinutý společností Samed nabízí dělohu s fibroidy a polypy a umožňuje praktický nácvik léčby.

LS 80

1 základní jednotka s krytem

1 SIMUT (operace dělohy)
Volitelné: čerpadlo na vodu

Rozměry: 24 cm x 45 cm x 24 cm
Hmotnost: 6,5 kg

Spotřební materiál

Pro realistickou resekci doporučujeme osvědčený cvičný substrát Samed LSU. Autentická struktura i haptika děložní tkáně a originální věrné představení fibroidů a polypů činí tento nácvikový systém tak jedinečným.

LSU (LS80300)

- skladovatelné po 3 měsíce, 1 balení = 6 plechovek

Volitelné příslušenství

Pracovní stanice

Mezi základní vybavení pracovní stanice patří:

- cvičná kamera, rozlišení 1280x960, typ senzoru CMOS, USB 2.0
- vč. optického zoomu 18-35 mm kompatibilní se všemi standardními nástroji
- počítač typu „vše v jednom“
- zdroj světla
- optický kabel (FLC)
- držák nástrojů
- software „Samed-Didactics“

Pracovní stanice je určena pro následující trenažéry Samed:

LST-R (resekční trenažér LS10-31); LSTR910

LST-EU (EndoUro trenažér LS50); LSTR911

LST-P (PNCL trenažér LS40); LSTR913

LST-L (Laproskopický trenažér LS70); LSTR912

LST-H (Hysteroskopický trenažér LS80); LSTR914