

Profesionální sada - imitace poranění



Popis

S touto sadou imitací poranění lze vytvořit extrémně realistická zranění pro výcvik lékařské péče během několika minut. Tato sada je ideální pro profesionální výcvik zdravotníků, hasičů a lékařů. Formy, které jsou součástí balení této sady lze mnohokrát naplnit směsí pro simulaci zranění. Naplněné formy se po zaschnutí hmoty přitlačí na požadované místo rány, a tím se vytvoří rána. Imitace poranění přilne ke kůži nebo figuríně bez nutnosti použití lepidla. Přidejte umělou krev a rána je připravena k použití. Pro ty, kteří vyžadují extrémní realističnost, lze do rány přidat masovou směs. Rány lze několikrát obvázat. Obvaz z rány sejměte, smyjte krev a znovu naneste novou krev. Imitace poranění je připravena k dalšímu použití. Po ukončení výcviku lze rány snadno odstranit a zlikvidovat. Není potřeba čištění ani údržba.

Spotřební materiál jako směs na rány, směs na umělou tkáň, fixační prášek a umělá krev jsou k dispozici samostatně.

Sada obsahuje:

- 3 řezné rány,

- 7 různých tržných ran
- střelnou ránu při tvrdém kontaktu,
- střelnou ránu na dálku a kulku.
- výstupní ránu.
- směs na rány,
- směs na umělou tkáň,
- fixační prášek,
- isopropanol,
- umělou krev,
- špachtli na nanášení směsi,
- několik vatových tamponů na nanášení krve.