

Trenažér bederní punkce Gaumard®



Popis

Poskytuje realistickou hmatovou zpětnou vazbu v kombinaci se systémem přívodu tekutiny a tlaku, což umožňuje sběr CSF a měření otevíracího tlaku

Ideální pro aseptické techniky, zavádění jehly mezi obratle, lumbál nácvik injekce v lokální anestezii, ní punkci a epidurál

Anatomické rysy zahrnují iliakální hřebeny, bederní obratle L2-L5, ligamentum flavum, epidurální prostor a tvrdou plenu

LED zobrazuje nastavenou hodnotu tlaku v rozsahu od nízkého, středního až po vysoký tlak

Živý odpor jehly

Levý laterální dekubitus nebo polohy vsedě

Tlakový systém pro zvýšení nebo snížení tlaku

Vyměnitelná míšň vložka s vrstvou kůže, podkoží, pojivovou tkání a bederními obratli

Samohojící se kůže, která umožňuje 15 použití s jehlou 18G a 25 použití s jehlou 22G, než je nutná výměna