

Model "Vascular Victor - тренажер портů a CVC"



Popis

Model "Vascular Victor" byl vyvinut s cílem poskytnout studentům komplexní možnosti praktické výuky v oblasti cévního přístupu a umožňuje opakovaně procvičovat postupy v bezpečném prostředí, dokud nedosáhnou rutiny, která jim umožní pracovat na skutečných pacientech. Model má jak implantovaný CVC systém (centrální žilní katétr), tak implantovaný periferní port v horní části paže. Model disponuje trojlumenovým katétrem, který lze zavést buď do otvoru v podklíčkové nebo krční žíle. Na paži je k dispozici PICC (periferně zavedený centrální žilní katétr) v žíle a kapačkový přístup na předloktí.