

IV model chodidla



Popis

V případě, že je cévní systém horních končetin nepřístupný, může pro získání přístupu k cévnímu systému být využito chodidlo a lýtka. Model IV chodidla byl vyvinut za účelem pomoci s technikami a dovednostmi spojených se získáním IV přístupu u naléhavých situacích.

Model chodidla je upevněn na stabilním stojanu, prodloužen a snadno otočný. Hmatatelná velká saféna, malá saféna i dorsální žilní oblouk. Při nalezení žíly a zavedení jehly je možné odebrat krevní vzorek nebo podat infúzi.

Realistická pokožka i žíly jsou kompletně vyměnitelné.

Obsahuje: model chodidla, 3cc stříkačku s jehlou, 12cc stříkačku s jehlou, jehlu 22G, malý bílý ubrousek, infúzní set s křídélky, IV zásobníky se svorkami, lubrikant, stojan, pěnová podpěra, simulovaná krev a návod. Infúzní stojan není součástí.