

Model nácviku odsávání



Popis

Tento model lze použít k nácviku zavádění odsávacích katétrů do dutiny nosní, dutiny ústní a tracheostomického místa, stejně jako k nácviku odsávacích postupů, běžně využívaných v ošetrovatelské a pečovatelské oblasti. Oblast obličeje lze rozdělit na dvě poloviny, což umožňuje ověření skutečného stavu zaváděného odsávacího katétru nebo vyživovací sondy. Model je také navržen tak, aby umožňoval studium anatomických struktur dutiny nosní, dutiny ústní a oblasti krční páteře.

Funkce

- Model je vyroben ze silikonové gumy, umožňující účastníkům provádět nácvik s pocitem velmi blízkým živému pacientovi.
- Oblast obličeje lze rozdělit na dvě poloviny, což umožňuje ověření skutečného stavu zaváděného odsávacího katétru nebo vyživovací sondy.
- Model navržen taky, aby umožňoval studium anatomických struktur dutiny nosní, dutiny ústní a oblasti krční páteře.
- Simulované sputum dodávané jako příslušenství, lze za účelem nácviku zavést do dutiny nosní, dutiny ústní nebo průdušnice. To umožňuje studentům provádět nácvik stejným způsobem, jako při reálném výkonu a provádět ještě efektivnější nácvik odsávání. (Viskozitu simulovaného sputa lze regulovat pomocí vody.)

Obsahuje: hlavní toroz, odnímatelná část obličeje, bronchus, svorka pro bronchus, akrylová deska pro odnímatelnou část obličeje, glycerin, simulované sputum (100 g), tracheostomická sonda (výhradně pro vzdělávací modely), úložná taška.