

## Katetrizační model, ženský



### Popis

Procvičte ženskou katetrizaci moči na nově navržených anatomicky správných modelech Simulaids. Trénink je vylepšen o nový materiál, který má realistický pocit a flexibilitu. Oba modely využívají katetr 16 FR a lze je použít k demonstraci procedur nafukování balónků. Modely jsou jednotlivě upevněny na tréninkovém stojanu a lze je použít na stole nebo pro simulaci pacienta. Zásobník tekutiny umožňuje výdej moči po úspěšném dokončení postupu zavádění. Lektoři jsou schopni naučit sterilní techniku zavádění a vyjímání katétru, stejně jako procvičit přípravu pacienta na výkon. Model ženské katetrizace.