

Simulátor katetrizace, ženský



Popis

Model sestává z dolní poloviny břišní dutiny, citelná změna při překonání odporu svěrače a průniku katetru do močového měchýře, po správném zavedení vytéká tekutina z měchýře.

Student bude cítit běžná omezení způsobená slizničními řasami, cibulovitou částí uretry a vnitřním uretrálním svěračem těsně před vstupem do močového měchýře. Zkušenosti z nácviku naučí studenty správné umístění a pohyb penisu, pro umožnění snadného postupu katétru s minimálním nepohodlím pacienta. Stejně jako u skutečného pacienta musí být před vyjmutím katétru manžeta zcela vyfouknutá. Nesprávné použití katétru Foley může způsobit poškození simulátoru, stejně jako při použití katétru Foley u skutečného pacienta.

Torzo trupu ženy ve středním věku s abdukovanými stehny ve správné poloze k nácviku cévkování. Vnější genitálie a hráz realisticky tvarovány, labia minora lze rozevřít. Obsahuje kufr, lubrikant, silikonový katétr a návod k použití. Stojan pro zásobník tekutiny není součástí dodávky.