

Simulátor srdeční katetrizace pro plnou parenterální výživu a centrální venózní katetrizaci



Popis

Pomocí tohoto simulátoru můžete procvičovat techniky provedení centrální žilní katetrizace. Lze nahmatat veškeré body pro vpichy. Syntetická kůže může být odstraněna z ramene, aby se odkrylo svalstvo, žíly, artérie atd. Při nasazené kůži můžete provést vpich. Umělá krev je připojena, aby se ověřilo správné umístění vpichu. Když krev protéká jehlou, je to jako ve skutečnosti. Může být použit katétr Swan-Ganz. Kůže a žíly jsou odolné vůči opětovným vpichům, aby se mohl proškolit větší počet žáků. Kůže a žíly jsou snadno vyměnitelné. Slouží také k procvičování správné péče o místo vpichu a k procvičení obvazování pacienta.