

Kolostomie, včetně držáku



Popis

Muláž zobrazuje kolostomii, nejběžnější typ stomie. Kolostomie se obvykle nachází uprostřed těla nebo na levé straně těla. Díky speciálnímu plastovému materiálu k ráně snadno přilnou všechny běžné stomické sáčky. Model je vhodný pro měření velikosti pomocí šablony stomie, pro nácvik hygieny a upevnění a odnětí stomického sáčku. Muláž je upevněna v praktickém držáku a lze ji snadno vyjmout.