


Simulátor paže pro měření tlaku s iPodem



Popis

Na tomto samostatném modelu lze provádět nácvik umístění tlakoměru, nácvik palpce radiálního pulsu, variabilní nastavení systolického a diastolického tlaku od 0 až 300 mmHg, variabilní nastavení hlasitosti ozvů v loketní oblasti, možnost připojení externích reproduktorů, nastavení auskultační mezery a srdeční frekvence.

Provoz je zajištěn bateriemi nebo připojením do elektrické sítě.

Obsahuje: model paže, iPod, AC adaptér, manžeta a taška.