

Ženská IV paže



Popis

- Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky.
- Otáčení v oblasti deltového svalu pro snazší přístup
- Přístupné cévy: vena mediana, vena basilica a vena cephalica.
- Hmatné cévy umožňují provést výběr místa a přípravu.
- Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky.
- Výměnná pokožka a výměnný cévní systém zajišťují dlouhou životnost paže.

Obsah balení:

- 1 horní končetina,
- 1 výměnná pokožka a multivenózní systém,
- 1 lahvička s umělou krví,
- 1 zásobník na krev s hadičkou a konektorem,
- 1 sada upevňovacích prvků na rameno
- 1 svorka a závěsný hák,
- 5 stříkaček
- 1 lubrikant

Součástí balení není:

Přenosný kufr (černý) lze objednat zvlášť # 270-00350