


## TruIV Block (světlý odstín pleti)



### Popis

TruCorp TruIV Block je efektivní a snadno se nastavuje, což dává více času na osvojení si dovedností IV kanylace a ultrazvukových technik

Je navržen tak, aby reprezentoval různé typy pacientů, obsahuje povrchové i hluboké žíly v rozsahu průměrů (4-8 mm). Obsahuje také vrstvy fascie pro lepší realismus.

Tento IV trenažér, vyrobený ze samoléčícího se materiálu TruUltra, je schopen opakovatelného cvičení pro více než 4000 průniků jehlou přes 8 žil. Když blok odpočívá, stopy po jehle zmizí až o 90 % za 24 hodin.

#### PŘEHLED

Ideální model pro trénink IV umístění pod ultrazvukem.

Zjednodušený design pro rychlé nastavení a soustředěné učení

Využívá vnitřní „samohojivý“ materiál TruUltra ke snížení vzhledu vpichů jehel

Pozitivní zpětná vazba pro uživatele z úspěšné IV kanylace

#### REALISMUS

8 žil, povrchových a hlubokých

Po úspěšném vstupu do cévy jako živé navázání cév

Jasně vrstvy fascie

#### VŠESTRANNOST

Podélné a příčné anatomické možnosti zobrazení

Dodáváno v odolném kufříku pro snadnou přepravu a bezpečné skladování  
Vhodné pro použití se všemi ultrazvukovými přístroji