

## Model pro katetrizaci a rektální zavedení u žen



### Popis

Katetrizační simulátor lze připevnit na lidské tělo nebo model, aby bylo možné procvičovat řadu technik souvisejících s katetrizací a klystýrem. Pocitově je model velmi podobný pocitu z skutečného člověka. Vložení katétru pomocí vhodné techniky způsobí výtok moči (vody).

- Simulátor má skutečnou velikost, díky čemuž lze na něm procvičovat katetrizaci a glycerinový klystýr jako u dospělé ženy.
- Jelikož se jedná o simulátor typu strap-on, lze jej připevnit na lidské tělo nebo model, aby bylo možné provádět cvičení.
- Připevněním simulátoru na lidské tělo lze simulovat pocity pacienta. Připevněním simulátoru na simulačního pacienta lze také procvičovat techniky při komunikaci se simulačním pacientem.
- Protože jsou pro oblast pubika použity měkké a pružné materiály, vzhled a pocit jsou realistické, což dodává cvičení na autentičnosti.
- Lze procvičovat řadu technik katetrizace, jako je dezinfekce pubické oblasti a zavádění a vyjímání katétru.  
(Při procvičování dezinfekce použijte vodu.)
- Připojený glycerinový klystýr lze zavést přes konečník do tlustého střeva. To umožňuje procvičování glycerinového klystýru.

- Dezinfekce pubické oblasti
- Zavedení, fixace a odstranění katétru
- Glycerinový klystýr