

## Simulátor nácviku klystýru



### Popis

- nácvik odstranění stolice a podávání glycerinového klyzmatu jako je tomu u skutečného pacienta
- vyučující může poskytovat instrukce během sledování studentových technik

#### Odstranění stolice

Tento model simuluje pacienty upoutané na lůžko nebo starší pacienty, kteří mají obtíže s vylučováním a umožňuje nácvik digitálního vyjmutí simulované stolice z konečníku. Umělá stolice se umístí do střev modelu a provede se její vyjmutí z konečníku za použití správných technik.

#### Glycerinový klystýr

Klystýr může být prováděn simulací pacientů upoutaných na lůžko nebo pacientů pokročilého věku, kteří sami nejsou schopni vyměšování střev. Do modelu je možné injektovat glycerinový roztok (vypustit jej lze pomocí odtokové hadičky na boku břicha). Otevřením abdominální stěny může vyučující díky průhledným střevům modelu ověřit umístění konce rourky a provádět tak bezpečný nácvik postupů.

Obsahuje: model, rourku, odtokovou hadičku, střevní uzávěr, sadu umělé stolice (měkká 150g, tuhá 2 ks), tašku.

Rozměry: cca 33 x 55 x 35 cm

Hmotnost: cca 2,8 kg