


Model polykacího mechanismu



Popis

Výuka polykacího mechanismu a nácvik zabránění nesprávného polknutí.

Model polykacího mechanismu je zdravotnickou výukovou pomůckou, který byla vyvinuta za účelem pomoci ošetřovatelům pochopit polykací mechanismus a správné metody zabránění nesprávného polykání (zaskočení) při podávání výživy. Model může pomoci zabránit pneumonii způsobené nesprávným polykáním, která bývá často při ošetřování starších lidí přehlížena.

- potvrzení pozice zavedené sondy skrze nos při sledování správného úhlu
- výuka metody podávání výživy při sledování správného úhlu
- pochopení podmínek podávání výživy za použití bolusového modelu

- jazyk modelu je měkký a je možné jej vytáhnout
- krk (hlavu) je možné nahnout o 15° dopředu a 45° dozadu
- pomůže objasnit vztah mezi úhlem krku (hlavy) a pohybem průdušnice a jícnu
- studium mechanismu polykání
- výuka příčin špatného polknutí
- studium správné pozice při jídle a její vztah k úhlu lůžka
- studium úhlu krku (hlavy) a jeho vztahu k nesprávnému polknutí
- nácvik naléhavých situací při uvíznutí jídla
- nácvik ústní péče
- nácvik zavádění sondy nosem
- nezávislé nastavení úhlu lůžka a úhlu krku (hlavy)

Hmotnost: 12 kg

Rozměr kufru: 70 x 39 x 40 cm

Obsahuje: model, průhledný kryt, polštář, bolusový model s drátem, dětský pudr, kufr