

Trenažér na opravu perinea



Popis

Simulab Perineal Repair Trainer pro epiziotomii a perineální reparaci je model měkkých tkání, který poskytuje vysoce realistické a praktické řešení pro výcvik zdravotnických pracovníků v oblasti reparace perineálních trhlin prvního až čtvrtého stupně, poranění labiální oblasti, zavádění katétru, epiziotomie a reparace od konce ke konci nebo přesahu.

Trenažér zahrnuje vaginální, anální kanály, močovou trubici, rektovaginální fascii, zevní svěrač, vnitřní svěrač, kožní a svalové vrstvy a vaginální a rektální sliznici. Model měkkých tkání umožňuje provádět řezy nebo simulované trhliny podél všech stran vaginálního kanálu, včetně střední, mediolaterální a laterální linie.

Vyměnitelná tkáň umožňuje vícenásobné řezy a opakovatelné realistické šití sliznice, svalů, kůže a podkožních vrstev. Močový kanál umožňuje zavedení katétru k opravě

simulovaných trhlin podél horní části vaginálního kanálu v blízkosti močového kanálu. Forma zásobníku překrývá tkáň a poskytuje pnutí, které zvyšuje simulaci. Kostěný anatomický orientační bod na rámu simuluje sedací páteř, což uživateli umožňuje provádět pudendální blok. Nastavitelná distanční tyč zvyšuje pnutí, který zajišťuje realističtější přístup k hlubším tkáním při opravách 3. a 4. stupně.

Anatomie zahrnuje:

- Vaginální a anální kanály
- Močová trubice
- Stydké pysky
- Vaginální sliznice
- Rectovaginální fascie
- Příčná perineální svalovina
- Zevní a vnitřní svěrač
- Sedací kost

K dispozici ve světlých, středních a tmavých odstínech.

Specifikace:

- Vyměnitelná tkáň umožňuje více míst řezu a šití
- Realistické vlastnosti tkáně pro nácvik opravy 4. stupně, která zahrnuje zatahovací svěrač a sliznici konečníku
- Nastavitelné napětí pro rozmanitost tréninkových situací

Funkce:

- Nácvik řezů ve střední linii, mediolaterálních a laterálních řezů
- Zavedení vaginálního retraktoru a retrakce nedominantní rukou
- Šití realistických vrstev tkáně
- Oprava stydké kosti
- Provádění reparační 1. až 4. stupně
- Nácvik řezů ve střední linii, mediolaterálních a laterálních řezů
- Nácvik zavedení katétru do močové trubice

Rozměry: 22,9 x 25,4 x 19,1 cm

Hmotnost: 4,08 kg