

Podložka pro simulaci krvácení Clean Bleed™



Popis

Nová podložka Clean Bleed™ byla navržena pro podporu všech simulačních scénářů, s jakoukoli značkou modelu či simulátoru, kde je klíčovým indikátorem a měřítkem simulace urgentních situací ztráta krve nebo tekutin.

Tento snadno sestavitelný a neznečisťující produkt má schopnost vytvořit dojem krvácení, jako je poporodní, pooperační nebo střelné poranění, prostřednictvím řízeného toku do uzavřené podložky. Tok do podložky je nastavitelný a lze jej snadno regulovat, což umožňuje vytvořit realistický scénář, kdy účastník nebo instruktor dokáže identifikovat ztrátu krve a podle toho reagovat.

Podložka Clean Bleed™ je univerzální a efektivní, lze ji použít pod nebo vedle simulovaných pacientů, celotělových figurín nebo trenažérů, ve venkovním i vnitřním prostředí. Po simulaci systém obousměrného čerpadla zajistí možné odčerpání tekutiny zpět do zásobníku a vnitřní podložku lze vyjmout a umýt pro bezproblémový simulační zážitek.

PŘEHLED

- Řízený průtok krve (průtoky mezi 50 ml a 600 ml za minutu)
- Tok krve lze měřit hodnotit vizuálně, nebo vážením
- Snadný proces sestavení
- Umožňuje simulaci bez znečištění
- Vhodná pro použití se simulovanými pacienty, trenažéry i celotělovými figurínami
- Rychloupínací vak umožňuje účastníkům rychlou výměnu
- Absorpční podložka se chová jako inkontinentní podložka
- Umístěna v přenosné tašce

REALISMUS

- Unikátní uzavřený průtok krve, který zvyšuje realismus simulovaných scénářů
- Vysoké průtoky: vaginální trauma (včetně poporodního krvácení nebo mekonie); trauma břicha, hrudníku a krku; amputace končetiny a pooperační krvácení
- Nízké průtoky: poranění hlavy nebo periferních orgánů; pooperační krvácení; mekonium

VŠESTRANNOST

- Lze použít spolu se simulovanými pacienty, trenažéry nebo celotělovými figurínami
- Vhodná pro vnitřní i venkovní prostředí
- Lze použít k simulaci úniku celé řady tekutin
- Přenosná a odolná pro použití uvnitř i venku
- Vak umožňuje použití standardních inkontinentních podložek (60cm x 90cm)

BEZPEČNOST

- Bez latexu

DOVEDNOSTI

- Vizuelní kontrola nebo posouzení pacienta
- Identifikace a posouzení rychlosti a barvy krvácení nebo průtoku
- Posouzení rychlosti a relevance provedených úkonů účastníků
- Kvantifikace krevní ztráty
- Schopnost zahájit protokol podání rychlé transfuze, pokud existuje podezření na krvácení
- Používání OOP k ochraně před tělními tekutinami
- Posouzení aktuálního stavu pacienta a dopadu předchozích intervencí na pacienta

OBSAHUJE

- Vak Clean Bleed, 2x
- Absorpční podložka Clean Bleed, 10x
- Sada konektorů
- Zásobník na tekutinu
- Přeprovádní taška
- Pumpa
- Koncentrát umělé krve